



Technisches Datenblatt

SchraubenDoktor (20g Tube) Ref. 334937

Beschreibung

Produkt liegt in Form einer Paste vor, mit der sich die Haftreibung zwischen Werkstoffen (im wesentlichen Werkzeug und Schraube) um ein Vielfaches erhöhen läßt. Generell wird durch die Anwendung eine Verringerung des Kraftaufwandes bei allen Schraubarbeiten erreicht.

Eigenschaften

- leicht anzuwenden, ohne anderweitig notwendige Vorbereitungen
- sofort wirksam, ist kein Kleber welcher aushärten müßte
- erhöht sofort die Haftreibung um ein Vielfaches
- auch für Arbeiten über Kopf geeignet, da nicht tropfend
- sehr ergiebig, es werden jeweils nur 1-2 Tropfen benötigt
- lange Lagerdauer, min. 3 Jahre bei geschlossener Tube
- hautverträglich und ungiftig
- ökologisch unbenkliches Produkt

Technische Daten

wasserbasierend
Hartkristalle in verschiedenen Korngrößen
Farbe : grau-grün
Konsistenz : pastös
Lagerdauer : min. 3 Jahre bei gut geschlossener Tube
Vor Frost schützen!

Einsatzgebiete

SchraubenDoktor kann generell bei allen Schraubarbeiten eingesetzt werden, da er den Kraftaufwand erheblich verringert sowie Verschleiß sowohl an Werkzeug, als auch an Schrauben reduziert. Besonders geeignet ist SchraubenDoktor beim Lösen von bereits beschädigten Schrauben und bei Schraubarbeiten an schlecht zugänglichen Stellen wo das Werkzeug nicht paßgerecht angesetzt werden kann. Auch beim Gebrauch mit Akkuschaubern und Bits wird durch den Gebrauch von SchraubenDoktor das "überdrehen" des Bits verringert. SchraubenDoktor ist für alle Schraubentypen geeignet. z.B. Schlitz-, Philips-, Pozi-, Torx-, Inbus- oder Sechskantschrauben.

Anwendung

Tube vor Gebrauch gut schütteln bzw. kneten.
Ein bis zwei Tropfen auf den Schraubenkopf oder die Werkzeugspitze geben.
Werkzeug mit leichtem Druck mehrfach ansetzen, so daß sich die Paste gut verteilt und die Kristalle sich ineinander "verhaken".
So entsteht der Kraftschluß und die Schraube kann gelöst oder festgezogen werden

Made in Germany
Patentiert



Rudolf Flume Technik GmbH
Hachestr. 66, D-45127 Essen
Email: info@flume.de www.flume.de

Hotlines Deutschland
Telefon: +49 201 1899-0
kostenloses Fax: 0800 /1899-100

Hotlines Österreich
Telefon: 0820 / 00 12 40
Telefax: 0820 / 00 12 42